

0.3

SEIRIN
PYONEX 0.3 mm SPZ

0.3

COPY

JE3-894

7-94

版管理No.20230731-PYO-03-EU

1 2 3 4 5 6

en Be careful when treating patients who are allergic to stainless steel components. The needles cannot be used for moxa heat treatment. This product is not intended for use in electroacupuncture. Cobalt that is classified as CMR 1B is present in the needle at a concentration above 0.1% weight by weight.

de Seien Sie vorsichtig bei der Behandlung von Patienten, die allergisch auf Edelstahlkomponten reagieren. Sie können nicht für Moxa-Wärmebehandlungen verwendet werden. Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung in der Elektroakupunktur bestimmt. Diese Nadeln enthalten als CMR 1B eingestuftes Kobalt in einer Konzentration von über 0,1 Gew.-%.

it Fare attenzione quando si trattano pazienti allergici ai componenti dell'acciaio inossidabile. Gli aghi non possono essere usati per il trattamento termico con moxa. Questo prodotto non è destinato all'uso nell'elettroacupuntura. I cobalto, classificato come CMR 1B, è presente nell'ago in una concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso.

fr Fais preuve de prudence lors du traitement d'un patient allergique aux composants de l'acier inoxydable. Les aiguilles ne peuvent pas être utilisées pour le traitement thermique au moxa. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé en électroacupuncture. Le cobalt classé CMR 1B est présent dans l'aiguille à une concentration supérieure à 0,1 % en poids.

da Udvæ forsigtighed ved behandling af patienter med allergi over for rustfrit stål. Nålene kan ikke anvendes til moxa-varmebehandling. Dette produkt er ikke beregnet til brug i elektroakupunktur. Kobalt, der er klassificeret som CMR 1B, er tilstedeværelse i nålen i en vægtekonzentration over 0,1%.

sv Var försiktig när du behandlar patienter som är allergiska mot komponenter som finns i rostfritt stål. Nålar kan inte användas för moxabrännning. Denna produkt är inte avsedd för användning i elektroakupunktur. Kobalt som klassas som CMR 1B förekommer i nålen i en koncentration över 0,1 % vikt/vikt.

fi Noudata varovaisuutta käsitellessäsi potilaita, jotka ovat allergisia ruostumattoman teräksen osille. Niitä ei voi käyttää moxabuhoalohdossa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sähköakupunkossa. Kobaltin on luokiteltu luokan CMR 1B aineeksi, ja sen massaprosenttinen osuus neulassa on yli 0,1 %.

es Tenga cuidado al tratar a pacientes alérgicos a componentes de acero inoxidable. No pueden usarse para el tratamiento térmico con moxa. Este producto no está diseñado para su uso en electroacupuntura. En la aguja está presente cobalto clasificado como CMR 1B en una concentración superior al 0,1% en peso.

hu Különösen ügyeljen, ha a rozsdamentes acél összetevőre allergiás beteggel kezel. A tű nem használható moxa hőkezelésre. Ezt a terméket nem elektroakupunktúrában való használatra tervezték. A CMR 1B osztályba sorolt kobalt 0,1 tömegszázalék feletti koncentrációban van jelen a tűben.

pl Zachowaj ostrożność podczas leczenia pacjentów z alergią na części ze stali nierdzewnej. Igiel tych nie należy używać do moxoterapii. Ten produkt nie jest przeznaczony do stosowania w elektroakupunkturze. Kobalt sklasyfikowany jako substancja CMR 1B występuje w igle w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo.

sl Badite previditi pri zdravljenju bolnikov, ki so alergični na komponente iz nerjavčnega jekla. Igle ni mogoče uporabiti za toplotno terapijo moxa. Ta izdelek ni namenjen za uporabo v elektroakupunkturi. Kobalt, ki je razvrščen v kategorijo CMR 1B, je v igli prisoten v koncentraciji nad 0,1 % masega deleža.

cs Piličtě pacienti alergických na součásti z nerezové oceli abyste opatrnosti. Tyto jehly nelze pro tuto terapii použít. Tento produkt není určen pro použití v elektroakupunktuře. Kobalt, který je klasifikován jako CMR 1B, je v jehle přítomen v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostních procent.

it Evitare all'uso, con i gadole dei pazienti, sulle vie allergiche nei pazienti per le componenti. Agli non possono essere utilizzati per il trattamento termico con moxa. Si gaminys nėra skirtas naudoti elektroakupunktūrai. Kobalto, kuris klasifikuojamas kaip CMR 1B, koncentracija adataje viršija 0,1 % masės.

nl Wees voorzichtig bij het behandelen van patiënten die allergisch zijn voor roestvrijstaal onderdelen. De naalden mogen niet worden gebruikt voor moxa-warmtebehandeling. Dit product is niet bedoeld voor gebruik bij elektro-acupunctuur. Kobalt dat is geclassificeerd als CMR 1B is aanwezig in de naald bij een concentratie hoger dan 0,1 gewichtsprocent.

el Να ιστέ προσεχτική κατά τη θεραπεία ασθενών που είναι αλλεργικοί σε στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι βελόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θερμική με κάυση μέθοδο. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση στην ηλεκτροβελονομία. Στη βελόνα υπάρχει κοβάλτιο, που έχει ταξινομηθεί ως CMR 1B, σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το 0,1% κατά βάρους.

Acupuncture needle
for medical practitioners and specialists

de Akupunkturnadel
für praktische Ärzte und Fachärzte

it Ago per agopuntura
Per personale sanitario e specialisti

fr Aiguille d'acupuncture
Pour praticiens et spécialistes médicaux

da Akupunkturnål
Til læger og specialister

sv Akupunkturnål
För vårdgivare och specialister

fi Akupunktieneula
Lääketehteen ammattilaisille ja erikoislääkäreille

es Aguja de acupuntura
Para médicos y especialistas

hu Akupunktúra tű
Gyakorló orvosok és szakorvosok számára

pl Igiła do akupunktury
Tyko do użytku przez lekarza (specjalistę)


sl Akupunkturna igla
Za zdravnike in specialiste

cs Akupunkturní jehla
Pro zdravotnický personál a specialisty

it Akupunktiōras adata
Tik praktikuvajaniems gydytojams ir specialistams

nl Acupunctuurnaald
Voor medische zorgverleners en specialisten

el Βελόνα βελονισμοῦ
Για ιατροὺς καὶ ειδικούς



バイオネックス

PYONEX

0.3 mm

contents
100 pieces/Stück

SPZ

Made in Japan




EC REP



SEIRIN CORPORATION
JP-MF-000012274
147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi,
Shizuoka, 424-0041, Japan
<https://www.seirin.jp>


Ernegro Europe
NL-AR-000000116
Westervoortse dijk 60, 6827 AT Arnhem,
The Netherlands

MedEnvy
NL-MM-0000000248
Prinses Margrietlaan 33,
Suite 123, 2595 AM, The Hague
The Netherlands



en Material of the needles: Stainless steel.
de Material der Nadel: Edelstahl.
it Materiale dell'ago: acciaio inossidabile.
fr Matériau de l'aiguille: acier inoxydable.
da Nålenes materiale: Rustfrit stål.
sv Nålens material: Rostfritt stål.
fi Neulan materiaali: Ruostumaton teräs.
es Material de la aguja: Acero inoxidable.
hu A tű anyaga: Rozsdamentes acél.
pl Materiał, z którego wykonano jest igła: stal nierdzewna.
sl Material igle: Nerjavče jeklo.
cs Materiál jehly: nerezová ocel.
it Adatos medžiaga: nerūdijantis plienas.
nl Materiaal van de naald: roestvrij staal.
el Υαρό της βελόνας: Ανοξείδωτο ατσάλι.

SEIRIN Pyonex Needles
size ø0.11x0.3mm



1 2 3 4 5 6

