



Varenummer 1000011771

## Injektionsserviet, Vitrex, 6x3cm, 82% ethanol, 0.5% klorhexidin, enkeltpakket, engangs

- ✓ Isopropylalkohol
- ✓ 70% isopropylalkohol

### Produktbeskrivelse

Anvendes til desinfektion af mindre område, fx før injektion eller blodprøvetagning.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Injektionsserviet
Varemærke	Vitrex
Features	82% ethanol, 0.5% klorhexidin, enkeltpakket
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Imprægneret med 82% ethanol og 0,5% klorhexidin
Længde/dybde	6 cm
Bredde	3 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Brandfarlig - indeholder alkohol
Holdbarhed	60 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Opbevares i tæt lukket originalemballage beskyttet mod sollys og varme. Skal overalt opbevares forsvarligt og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Hudområdet afsprittes før injektion eller blodprøveudtagning

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10000 stk	44.5 cm	30 cm	30 cm	5706860222136
pk	100 stk	10.5 cm	5.3 cm	5.5 cm	

